

Массажные банки N8



SKU: V00000002678

Stock Qty: 0



Product Description

Tselluliidivastase vakuummassaaži tegevusjuhend:

Eelnevalt soojendatud nahale (peale sauna, vanni, dušši puusade ja selja alaosa piirkonnas määrada tselluliidivastast kreemi või soojendatud taimeõli. Paigaldada tihedalt kupu avaosa vastu nahka, eelnevalt kupu ballooniaosa keskelt kergelt kokkusurudes, doseerides vaakumi vastavalt tunnetusele.

Vahetpidamata sooritada sirgesuunalisi, ringjaid, siksakilisi liigutusi kuni kestva nahapunetuse tekkeni. Ei tohi hoida kuppu ühes kohas. Optimaalne kuppudega tselluliidivastase massaaži kestus on 5-15 minutit.

Vastunäidustused:

Kopsu verejooks, aktiivne kopsu tuberkuloos, hea- ja pahaloomulised kasvaja, nahahaigused ja tugev nahatundlikkus, kalduvus seedetrakti veritsusele, verehaigused, südame rütmi ja südame talitluse häired, 3.- astme kõrge vererõhu haigus, varikoos, rasedus, lastele vanuses alla 12a.

NB! Kupumassaaži ei tohi teha selgroo, südame, neerude, naiste rinnanäärmete ja puusade sisekülgede piirkonnas.

Product Specification

Lisainfo

Peamine toime

Massaaž